

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Slc25A38 폴리클로날 항체 - Q96Dw6

품목 번호: CM0013515

소개

헤모 생합성에 관여하는 미토콘드리아 글리신 수송체인 인간 SLC25A38을 표적으로 하는 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플을 사용하여 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 적혈구 생성 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A38 Rabbit pAb
비고/별명	SIDBA2; SLC25A38
종	Human
GeneID (Human)	54977
GeneID	54977
면역원	인간 SLC25A38 (NP_060345.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96DW6
단백질 분자량	34kDa
배송	Ice bag