

Wb, If-P, Elisa용 항-Slc25A39 다클론 항체 - Q9Bzj4

품목 번호: CM0020108

소개

WB, IF-P 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 인간, 마우스, 래트와 반응하는 항-SLC25A39 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 글루타티온 수송체를 표적으로 하며 산화환원 생물학 및 적혈구 생성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A39 토끼 pAb
비고/별칭	CGI69; CGI-69; SLC25A39
종	인간
유전자ID (인간)	51629
유전자ID	51629
면역원	재조합 단백질 인간 SLC25A39 (NP_001137252.1)의 아미노산 170-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BZJ4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백