

Wb, Elisa용 Anti-Slc25A43 폴리클로날 항체 - Q8Wut9

품목 번호: CM0018624

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 Anti-SLC25A43 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 용질 운반체 패밀리 25 멤버 43, 미토콘드리아 내막 운반체를 인식합니다. 미토콘드리아 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	slc25a43 Rabbit pAb
비고/별칭	SLC25A43; slc25a43
종	인간(Human)
GeneID (인간)	203427
GeneID	203427
면역원	인간 slc25a43 (NP_660348.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8WUT9
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 백(Ice bag)