

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Slc25A4/Ant1 단클론 항체 - P12235

품목 번호: CM0003159

소개

인간 SLC25A4/ANT1(ADP/ATP 트랜스카제 1)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 KO 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출하며 미토콘드리아 수송 및 생물에너지학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] SLC25A4/ANT1 토끼 mAb
비고/별칭	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
종	인간
유전자ID (인간)	291
유전자ID	291
면역원	인간 SLC25A4/ANT1 (NP_001142.2)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12235
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백