

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Slc25A4/Ant1 다클론 항체 - P12235

품목 번호: CM0013982

소개

인간 SLC25A4/ANT1(ADP/ATP 트랜스카제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. ADP/ATP 전위, 미토콘드리아 탈커플링 및 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC25A4/ANT1 토끼 pAb
비고/별칭	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A; SLC25A4/ANT1
종	인간
유전자ID (인간)	291
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12235
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스팩