

Wb, Elisa용 항-Slc26A11 다클론 항체 - Q86Wa9

품목 번호: CM0022314

소개

인체 SLC26A11(나트륨 비의존성 황산염 음이온 수송체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 신장, 뇌 및 수송 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC26A11 토끼 pAb
비고/별칭	SLC26A11
종	인체
유전자 ID	284129 (인체)
면역원	합성 펩타이드: 인체 SLC26A11(NP_001159819.1)의 500-600 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q86WA9
단백질 무게	65kDa
배송	아이스팩