

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc26A2 토끼 다클로날 항체 - P50443

품목 번호: CM0018261



소개

인간 SLC26A2를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 황산염 수송 및 연골 발달 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC26A2 Rabbit pAb
비고/별칭	DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2
종	Human인간
GeneID (Human인간)	1836
GeneID	1836
면역원	인간 SLC26A2 (NP_000103.2)의 아미노산 1-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit토끼
카테고리	Polyclonal Antibodies다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human인간, Mouse마우스, Rat랫트
SWISS	P50443
단백질 분자량	82kDa
배송	Ice bag아이스 팩