


Wb 및 Elisa용 Anti-Slc26A3 폴리클로날 항체 - P40879

품목 번호: CM0028685



소개

염화물-중탄산 교환체인 SLC26A3(DRA/CLD)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 대장암 및 이온 수송 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC26A3 Rabbit pAb
비고/별칭	CLD, DRA, SLC26A3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	1811
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 SLC26A3 (NP_000102.1)의 아미노산 505-764에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P40879
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스백