


Wb 및 Elisa용 Anti-Slc26A6 폴리클로날 항체 - Q9Bxs9

품목 번호: CM0018726



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 SLC26A6(pendrin-like protein 1)을 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 특히 신장 및 췌장에서의 산-염기 항상성 및 이온 수송에 관한 음이온 교환 수송체 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC26A6 Rabbit pAb
비고/별칭	SLC26A6
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	65010
유전자 ID	65010
면역원(Immunogen)	인간 SLC26A6 (NP_599025.2)의 아미노산 509-758에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q9BXS9
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)