


## Wb, Elisa용 Anti-Slc26A9 토끼 다클로날 항체 - Q7Lbe3

품목 번호: CM0019285



### 소개

인간 SLC26A9(이온 수송체 및 염화물 채널)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 호흡기 및 상피 수송 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SLC26A9 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | SLC26A9                                                          |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                        |
| GeneID (인간)              | 115019                                                           |
| GeneID                   | 115019                                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 SLC26A9 (NP_443166.1)의 아미노산 500-660에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                   |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                            |
| SWISS                    | Q7LBE3                                                           |
| 단백질 분자량                  | 87kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                    |