

Ihc-P, Elisa용 Anti-Slc27A6 다클론 항체 - Q9Y2P4

품목 번호: CM0021963

소개

IHC-P 및 ELISA 응용을 위한 SLC27A6 / FATP6 토끼 다클론 항체입니다. 장쇄 지방산 수송체이자 아실-CoA 리가아제인 인간 및 마우스 SLC27A6(70 kDa)을 검출합니다. 심장, 태반 및 부신 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC27A6 토끼 pAb
비고/별칭	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; 용질 운반체 패밀리 27 구성원 6
종	인간
GeneID	28965
면역원	재조합 단백질 인간 SLC27A6(NP_054750.1)의 아미노산 506-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y2P4
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩