

Wb 및 Elisa용 항-Slc27A6 다클론 항체 - Q9Y2P4

품목 번호: CM0026434

소개

SLC27A6(FATP6)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐와 반응하며 지방산 수송 및 대사 연구에 사용됩니다. 유니프룻 Q9Y2P4.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC27A6 토끼 pAb
비고/별칭	FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6
종	인간
유전자ID (인간)	28965
유전자ID	28965
면역원	재조합 단백질; 인간 SLC27A6 (NP_054750.1)의 아미노산 370-619번을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9Y2P4
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스백