

Wb 및 Elisa용 항Slc28A2 토끼 다클론 항체 - O43868

품목 번호: CM0022982

소개

인간 SLC28A2 (CNT2)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 퓨린 뉴클레오시드 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC28A2 토끼 pAb
비고/별칭	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
종	인간
유전자 ID (인간)	9153
유전자 ID	9153
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC28A2 (NP_004203.2)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43868
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백