


Wb, Elisa용 Anti-Slc28A3 다클론 항체 - Q9Has3

품목 번호: CM0018177



소개

SLC28A3 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체로, 약물 수송에 관여하는 나트륨 의존성 뉴클레오사이드 수송체인 인간 및 마우스 농축성 뉴클레오사이드 수송체 3을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC28A3 Rabbit pAb
비고/별칭	CNT3; SLC28A3
종	인간
유전자 ID (인간)	64078
유전자 ID	64078
면역원	재조합 단백질(인간 SLC28A3(NP_071410.1)의 아미노산 612~691에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HAS3
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩