


Wb, Elisa용 Anti-Slc29A1 토끼 다클론 항체 - Q99808

품목 번호: CM0016086



소개

인간 SLC29A1/ENT1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 뉴클레오사이드 수송 및 평형 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC29A1 토끼 pAb
비고/별칭	AUG; ENT1; SLC29A1
종	인간
GeneID (인간)	2030
면역원	인간 SLC29A1(NP_001071645.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q99808
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩