

Wb, Elisa용 Anti-Slc29A3 토끼 다클론 항체 - Q9Bzd2

품목 번호: CM0016793

소개

사람 SLC29A3/ENT3에 대한 토끼 다클론 항체입니다.
WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 리소좀 및
미토콘드리아의 퓨린/피리미딘 회수에 관여하는
뉴클레오사이드 수송체를 표적으로 합니다.
뉴클레오사이드 대사 및 대식세포 면역학 연구에
적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC29A3 토끼 pAb
비고/별칭	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
종	사람
GeneID (사람)	55315
GeneID	55315
면역원	사람 SLC29A3(NP_060814.4)의 아미노산 1~110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q9BZD2
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩