

Wb, Elisa용 Anti-Slc2A4Rg 폴리클로날 항체 - Q9Nr83

품목 번호: CM0022053



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 고품질 토끼 항-SLC2A4RG 폴리클로날 항체로, 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. GLUT4 및 헌팅턴병 유전자 조절 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC2A4RG 토끼 pAb
비고/별칭	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
종	인간
GeneID (인간)	56731
GeneID	56731
면역원	인간 SLC2A4RG (NP_064446.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NR83
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백