

Wb, Elisa용 Anti-Slc2A5 (Glut5) 토끼 다클론 항체 - P22732

품목 번호: CM0015643

소개

Western blotting(WB) 및 ELISA용으로 검증되었으며
사람과 마우스에 교차 반응성을 보이는
SLC2A5(GLUT5) 토끼 다클론 항체입니다. 과당 수송체
연구 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC2A5 토끼 pAb
비고/별칭	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
종	사람
GeneID(사람)	6518
GeneID	6518
면역원	합성 펩타이드, 인간 SLC2A5(NP_003030.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P22732
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩