


Wb 및 Elisa용 Anti-Slc2A9 토끼 다클론 항체 - Q9Nrm0

품목 번호: CM0017306



소개

고용량 요산 수송체인 SLC2A9(GLUT9/URATv1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 용도에 적합하며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 요산 수송, 신장 기능 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC2A9 토끼 pAb
비고/별칭	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
종	인간
GeneID (인간)	56606
GeneID	56606
면역원	인간 SLC2A9(NP_064425.2)의 아미노산 429-529 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9NRM0
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩