


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slc30A1 폴리클로날 항체 - Q9Y6M5

품목 번호: CM0025046



소개

SLC30A1/Zinc transporter 1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA에 사용합니다. 아연/칼슘 수송, 구리세포사(cuproptosis), 및 중금속 유입 보호를 조사합니다. 연구용으로 최적화되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC30A1 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	7779
항원(Immunogen)	사람 SLC30A1 (NP_067017.2)의 아미노산 328-507 내 서열에 상당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9Y6M5
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)