

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc30A6(아연 수송체 6) 토끼 다클론 항체 - Q6Nxt4

품목 번호: CM0017952

소개

인간 SLC30A6(ZNT6)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 예측 분자량이 51 kDa인 인간, 마우스 및 랫드 아연 수송체 6을 검출합니다. 아연 항상성 및 분비 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC30A6 토끼 pAb
비고/별칭	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
종	인간
GeneID (인간)	55676
GeneID	55676
면역원	재조합 단백질 인간 SLC30A6(NP_060434.2)의 아미노산 252-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6NXT4
단백질 중량	51kDa
배송	아이스팩