

Wb, Elisa용 Anti-Slc31A1 폴리클로날 항체 - O15431

품목 번호: CM0017400



소개

인간 SLC31A1 (CTR1, 구리 운반체 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에서 검증됨. 구리 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC31A1 Rabbit pAb
비고/별칭	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1317
유전자 ID	1317
면역원	인간 SLC31A1 (NP_001850.1)의 아미노산 1-60에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15431
단백질 분자량	21 kDa
배송	아이스백