

Wb, Elisa용 Anti-Slc31A2 다클론 항체 - O15432

품목 번호: CM0020058

소개

마우스 Slc31a2(구리 수송체 CTR2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 구리 수송 연구에 이상적입니다. 인간 SWISS: O15432.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Slc31a2 토끼 pAb
비고/별칭	CTR2; Slc31a2
종	마우스
GeneID (human)	1318
GeneID	20530
면역원	합성 펩타이드 마우스 Slc31a2(NP_001277447.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O15432
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩