

Anti-Slc32A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9H598

품목 번호: CM0028051

소개

인간 SLC32A1 (VGAT/VIAAT)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 억제성 신경 전달 및 시냅스 소포 충전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC32A1 Rabbit pAb
비고/별칭	VGAT, VIAAT, SLC32A1
종	인간(Human)
GeneID (인)간	140679
GeneID	140679
면역원	인간 SLC32A1 (Q9H598)의 아미노산 1-525에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H598
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)