

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc32A1/Vgat 폴리클론항체 - Q9H598

품목 번호: CM0014578

소개

SLC32A1/VGAT 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트의 소포 억제성 아미노산 수송체를 인식합니다. 억제성 신경전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC32A1 Rabbit pAb
비고/별칭	VGAT; VIAAT; SLC32A1
종	인간
GeneID (Human)	140679
GeneID	140679
면역원	인간 SLC32A1 (NP_542119.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H598
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백