

Wb, Elisa용 Anti-Slc34A1 폴리클로날 항체 - Q06495

품목 번호: CM0027617

소개

인간 SLC34A1 (NaPi-2a)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 SLC34A1을 검출합니다. 신장 세뇨관 가장자리막(renal brush border membranes)에서 인산 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                                        |
| 제품명                      | SLC34A1 Rabbit pAb                                                       |
| 비고/별칭                    | NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1    |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                |
| GeneID (인간)              | 6569                                                                     |
| GeneID                   | 6569                                                                     |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질인간 SLC34A1 (NP_003043.3)의 아미노산 562-639에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                               |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                          |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                           |
| SWISS                    | Q06495                                                                   |
| 단백질 분자량                  | 69kDa                                                                    |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                           |