

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc34A1 토끼 다클론 항체 - Q06495

품목 번호: CM0018377

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 SLC34A1(NaPi-2a)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드의 신장 나트륨-인산염 공동수송체를 검출합니다. 인산염 수송 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC34A1 토끼 pAb
비고/별칭	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
종	인간
유전자 ID(인간)	6569
유전자 ID	6569
면역원	인간 SLC34A1(NP_003043.3)의 아미노산 562~639에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q06495
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩