

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc34A2 폴리클로널 항체 - O95436

품목 번호: CM0026088

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 SLC34A2 토끼 폴리클로널 항체로, 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다. 폐 포상 II형 세포(alveolar type II cells)의 나트륨 의존성 인산염 수송을 조사하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC34A2 Rabbit pAb
비고/별칭	PULAM; NPTIIB; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	10568
GeneID	10568
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 SLC34A2 (NP_001171469.1)의 아미노산 234-362에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95436
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)