

Anti-Slc34A3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb/Elisa - Q8N130

품목 번호: CM0018151

소개

인간 SLC34A3 (NaPi-2c, NPT2C)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 쥐 신장 샘플과 반응. 신장 인산염 수송 및 HHRH 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SLC34A3 Rabbit pAb
비고/별칭	HHRH; NPT2C; NPTIc; SLC34A3
종	인간
GeneID (Human)	142680
GeneID	142680
면역원	재조합 단백질 인간 SLC34A3 (NP_543153.1)의 아미노산 1-117에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8N130
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백