

Anti-Slc35A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P78382

품목 번호: CM0014369

소개

인간 SLC35A1(CMP-시알산 수송체)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 당화 및 골지 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	SLC35A1 Rabbit pAb
비고/별칭	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10559
유전자 ID	10559
면역원(Immunogen)	인간 SLC35A1 (NP_006407.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P78382
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)