

If/Icc 및 Elisa용 항Slc35A2 다클론 항체 - P78381

품목 번호: CM0029066

소개

인간 SLC35A2(UDP-갈락토스 수송체)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 당화 및 골지 수송 연구에 적합합니다 - P78381.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC35A2 토끼 pAb
비고/별칭	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
종	인간
유전자ID	7355
면역원	인간 SLC35A2 (NP_001027460.1)의 아미노산 1-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78381
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩