

Wb, Elisa용 항-Slc35D3 다클론 항체 - Q5M8T2

품목 번호: CM0023235

소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 SLC35D3 토끼 다클론 항체(유전자 ID: 340146). 시냅스 소포 기능 및 자가포식에 관여하는 UDP-글루코스 수송체로 추정되는 인간 SLC35D3를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC35D3 토끼 pAb
비고/별칭	FRCL1; SLC35D3
종	인간
유전자 ID (인간)	340146
유전자 ID	340146
면역원	인간 SLC35D3(NP_001008783.1)의 310-390 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5M8T2
단백질 무게	44kDa
배송	아이스팩