


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slc37A4 폴리클로날 항체 - O43826

품목 번호: CM0017048



소개

인간 SLC37A4 (G6PT)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로 WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 포도당 항상성 및 글리코겐 저장 질환 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SLC37A4 Rabbit pAb
비고/별칭	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
종	인간
GeneID (인간)	2542
GeneID	2542
면역원	인간 SLC37A4 (NP_001458.1)의 아미노산 330-429에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43826
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백