

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slc39A11 다클론 항체 - Q8Bwy7

품목 번호: CM0021302

소개

아연 수송체인 마우스 Slc39a11(ZIP-11)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫트와 교차 반응합니다. 금속 이온 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Slc39a11 토끼 pAb
비고/별칭	ZIP-11; I810074D23Rik; Slc39a11
종	마우스
유전자ID	69806
면역원	마우스 Slc39a11(NP_001159975.1)의 아미노산 101-174에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8BWY7
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스 팩