

Wb, Elisa용 Anti-Slc39A2 폴리클로날 항체 - Q9Np94

품목 번호: CM0021225

소개

인간 SLC39A2 (ZIP2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와의 교차 반응성이 있습니다. 아연 수송 연구 및 각질세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC39A2 Rabbit pAb
비고/별칭	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	29986
GeneID	29986
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 SLC39A2 (NP_055394.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q9NP94
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)