

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slc39A4 폴리클로날 항체 - Q6P5W5

품목 번호: CM0028349

소개

인간 SLC39A4 (ZIP4)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 식이 아연 섭취에 필수적인 아연 수송체이며, 아연 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC39A4 Rabbit pAb
비고/별칭	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
종(Species)	인간(Human)
GeneID	55630
면역원(Immunogen)	인간 SLC39A4 (NP_570901.2)의 아미노산 23-327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6P5W5
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)