

Wb, Elisa용 Anti-Slc39A6 폴리클로날 항체 - Q13433

품목 번호: CM0025608

소개

EMT에 관여하는 아연 수송체인 인간 SLC39A6 (ZIP6/LIV-1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(85 kDa) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 암, 면역학 및 아연 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC39A6 Rabbit pAb
비고/별칭	LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6
종	인간(Human)
GeneID	25800
면역원	인간 SLC39A6 (NP_001092876.1)의 아미노산 170-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13433
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백