

Anti-Slc39A7 (Zip7) 토끼 다클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q92504

품목 번호: CM0029798



소개

아연 항상성, B 세포 발달 및 세포 신호 전달에 중요한 ER/골지체 아전송체인 SLC39A7 (ZIP7)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에 대해 WB 및 ELISA로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC39A7 Rabbit pAb
비고/별칭	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7922
면역원	사람 SLC39A7 (NP_008910.2)의 아미노산 235-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q92504
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백