

Anti-Slc39A8 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9C0K1

품목 번호: CM0024087

소개

인간 SLC39A8 (ZIP8)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 랫트(Rat)와의 교차 반응성을 가집니다. 아연/망간 수송, 면역 조절 및 금속 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC39A8 Rabbit pAb
비고/별칭	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	64116
GeneID	64116
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 SLC39A8 (NP_071437.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	Q9C0K1
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)