


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Slc3A1 토끼 다클론 항체 - Q07837

품목 번호: CM0028249



소개

인간 SLC3A1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트에서 내인성 수준을 검출합니다. 아미노산 수송 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC3A1 토끼 pAb
비고/별칭	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
종	인간
유전자 ID (인간)	6519
유전자 ID	6519
면역원	인간 SLC3A1 (NP_000332.2)의 아미노산 416-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07837
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백