


Wb, Elisa용 항-Slc3A2/Cd98Hc 토끼 다클론 항체 - P08195

품목 번호: CM0024124



소개

Western blot(WB) 및 ELISA에 적합한 SLC3A2/CD98hc 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 아미노산 수송, 인테그린 신호 전달 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	SLC3A2/CD98hc 토끼 pAb
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
종	인간
유전자 ID (인간)	6520
유전자 ID	6520
면역원	인간 SLC3A2/CD98hc의 아미노산 461-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002385.3).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08195
단백질 무게	58kDa
배송	아이스팩