


Slc3A2/Cd98Hc 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa 적용 - P08195

품목 번호: CM0027312



소개

SLC3A2/CD98hc에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 아미노산 수송체 샤페론으로 기능하며 인테그린 신호 전달 및 바이러스 침입에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] SLC3A2/CD98hc 토끼 pAb
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
종	인간
GeneID (인간)	6520
GeneID	6520
면역원	인간 SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3)의 아미노산 206-630번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08195
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩