

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc40A1 토끼 다클로날 항체 - Q9Np59

품목 번호: CM0013742



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 특이적 anti-SLC40A1 토끼 다클로날 항체입니다. 핵심 철 수출 단백질인 사람 및 쥐 페로포틴(Ferroportin, Q9NP59)을 검출합니다. IVD 연구 및 검법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC40A1 Rabbit pAb
비고/별칭	FPN; FPN1; HFE4; MTPI; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	30061
GeneID	30061
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 SLC40A1 (NP_055400.1)의 아미노산 250-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse)
SWISS	Q9NP59
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백 (Ice bag)