

Wb, Elisa용 항Slc40A1 토끼 다클론 항체 - Q9Np59

품목 번호: CM0014173



소개

인간 SLC40A1(페로포틴)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 페로포틴과 교차 반응성을 보입니다. 철 항상성 및 혈색소증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC40A1 토끼 pAb
비고/별칭	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
종	인간
유전자ID (인간)	30061
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC40A1 (NP_055400.1)의 아미노산 200-270 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NP59
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩