

Wb, Elisa용 Anti-Slc44A1 다클론 항체 - Q8Wwi5

품목 번호: CM0017695



소개

인간 SLC44A1(콜린 수송체 유사 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 콜린 수송 및 막 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC44A1 토끼 pAb
비고/별칭	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
종	인간
GeneID(인간)	23446
GeneID	23446
면역원	재조합 단백질 인간 SLC44A1(NP_536856.2)의 아미노산 55-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
면역원 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8WWI5
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩