

Anti-Slc46A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Nt5

품목 번호: CM0030125

소개

인간 SLC46A1(PCFT/HCP1)의 N-말단 영역에 대해 제작된 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트의 내인성 SLC46A1을 검출합니다. 엽산 수송 및 헴 트래피킹 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC46A1 Rabbit pAb
비고/별칭	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
종	인간
GeneID (Human)	113235
GeneID	113235
면역원	제조합 단백질 인간 SLC46A1 (NP_001229295.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96NT5
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백