

Anti-Slc47A1 (Mate1) 토끼 다클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q96Fl8

품목 번호: CM0017336



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 SLC47A1/MATE1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 MATE1 다약물 외송 수송체를 인식하며, 약물 수송, 배설 및 독성학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC47A1 Rabbit pAb
비고/별칭	MATE1; SLC47A1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55244
유전자 ID	55244
면역원	인간 SLC47A1 (NP_060712.2)의 아미노산 460-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q96FL8
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 백(Ice bag)