


Anti-Slc4A1 폴리클론 항체 (Wb, If-P, Elisa 용) - P02730

품목 번호: CM0019078



소개

Band 3 음이온 수송 단백질(SLC4A1/AE1)을 표적하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA 적용에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 적혈구 막, 신장 생리학, 말라리아 침습 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC4A1 Rabbit pAb
비고/별칭	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
종	인간
유전자 ID (인간)	6521
면역원	인간 SLC4A1 (NP_000333.1)의 아미노산 1-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02730
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백