


Wb, Elisa용 Anti-Slc4A11 다클론 항체 - Q8Nbs3

품목 번호: CM0019644



소개

WB 및 ELISA용 인간 SLC4A11(NaBC1)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 붕소 수송, 각막 이영양증 및 이온 항상성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC4A11 토끼 pAb
비고/별칭	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dJ79416.2; SLC4A11
종	인간
GeneID (인간)	83959
GeneID	83959
면역원	인간 SLC4A11(NP_001167560.1)의 아미노산 1~180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NBS3
단백질 중량	98kDa
배송	아이스팩