

Anti-Slc4A2 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P04920

품목 번호: CM0029277



소개

인간 음이온 교환 단백질 2(SLC4A2/AE2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증된 이 시약은 파골세포 기능 및 세포 내 pH 조절에 중요한 137kDa 염화물/중탄산염 역수송체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC4A2 Rabbit pAb
비고/별칭	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
종	인간
유전자 ID (인간)	6522
유전자 ID	6522
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04920
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스백